

**FÜR DIE  
GENERATION DER  
UNTERSUCHUNG**



MEHR ZEIT  
FÜRS WESENTLICHE

Hauptstraße 27 | 87448 Waltenhofen - Oberdorf  
Tel: 08379 72888-0 | Fax: 08379 72888-90  
vertrieb@loewemed.de | www.loewe-med.de

Referenzen und technische Daten siehe  
[www.optomed-aurora.de](http://www.optomed-aurora.de)

© Löwe Medizintechnik 2022  
Bildrechte: Löwe Medizintechnik



**LOWE**  
MEDIZINTECHNIK

**MOBILE FUNDUSKAMERA**

**OPTOMED AURORA® IQ**

**BEREIT FÜR  
NEUE GENERATIONEN  
MOBILEN FUNDUSKAMEREN**

FÜR EINE SCHNELLE,  
MOBILE UND  
ZUVERLÄSSIGE DIAGNOSTIK



**Netzhautveränderungen,  
Gefäßverletzungen sowie Papillenödeme  
schnell untersuchen und besser erkennen**

**NOTFALL MIT KOPFSCHMERZEN**

Schwerwiegende Ursachen effizient und zuverlässig durch moderne Technik ausschließen.

**SEHKRAFT UND LEBEN ERHALTEN**

Papillenödeme frühzeitig durch eine nicht-invasive Untersuchung des Augenhintergrundes erkennen.

**AUFWENDIGE UNTERSUCHUNGEN VERMEIDEN**

Die OPTOMED Aurora IQ liefert eine 50° Fotografie des Augenhintergrundes, in jeder Untersuchungssituation und ohne pupillenerweiternde Substanzen einsetzen zu müssen.



**ANWENDUNG**

Tragbare Funduskamera zur Diagnose von Papillenödemem und Netzhautveränderungen



**LÖWE MEDIZINTECHNIK**

FÜR WEITERE INFORMATIONEN  
KOMMEN SIE GERNE AUF UNS ZU

**FÜR SIE DA**

- Spezifische Produktberatung
- Kauf / Finanzierung
- Einweisung und Anwendungsbetreuung
- Service und Garantieleistungen
- Schulung
- Weiterbildung



Zusätzlicher Kameraaufsatz zur  
Bildgebung der Augenoberfläche

**VORTEILE**

- Keine Pupillenerweiterung notwendig
- Mobil einsetzbar in jeder Untersuchungssituation
- 50° Ausschnitt im Vergleich zu 10° Ophthalmoskop
- Direkte Fotodokumentation mit Bildübertragung
- Leicht delegierbare Untersuchung

**FAZIT: BESSERE & SCHNELLERE KLINISCHE ENTSCHEIDUNGEN**

